

HSEL123 / HSEL127BOX / HSEL128 - SOFT ALCOOL GEL E DOSEADOR

EDIÇÃO: 2
DATA: 08/102/2014
Página 1 de 2

1. PRODUTO

Designação do Produto

Soft Alcool Gel e Doseador

Ref.^a

HSEL123 – Embalagem de 1L | HSEL127BOX – Embalagem de 5L
HSEL128 – Doseador de parede

Identificação EAN

n.a.

Descrição do Produto



O Soft Alcool Gel é um gel desinfectante-descontaminante que se utiliza sem água para a rápida e eficaz desinfecção das mãos, deixando-as frescas e macias. Recomendado para entidades públicas e privadas, locais com atendimento ao público, clínicas, centros médicos, hospitais (bloco operatório), centros de saúde, laboratórios de análise, maternidades, padarias, talhos, indústria catering e alimentar em geral. **Recomenda-se fortemente a utilização do produto em todos os casos em que as mãos se tornem potenciais agentes transmissores de doenças patogénicas.** O doseador permite a utilização racional do produto, dispensando a dose recomendada.

2. CARACTERÍSTICAS

Gel formulado à base solução hidroalcoólica, glutaraldeído neutro estabilizado, tensoactivos de qualidade alimentar, acondicionadores de pele e espessantes. Não é irritante para a pele nem inflamável, devido ao seu moderado conteúdo em álcool. Efeito hidratante e nutritivo da pele. Amplo espectro de actuação (bactericida, fungicida e virucida). Cumpre as normas **EN 1650, EN 1276 e EN 1500**. Rápida desinfecção das mãos sem necessidade de utilizar água. Contém ingredientes que evitam secar a pele das mãos. **Aspecto:** Líquido límpido | **Cor:** Transparente | **Densidade:** 0,98 g/cm³ | **pH (20°C):** 6,5 – 7,5. | Tem teor de 70%-75% em Isopropanol

3. MODO DE EMPREGO

Aplicar o gel puro (1 a 3ml), directamente nas mãos e esfregar repartindo uniformemente durante 30 segundos, deixando secar. Não passar por água.

4. EMBALAGEM

Soft Alcool Gel: Disponível normalmente em embalagens de 1 ou 5 Litros (para outras apresentações, por favor consulte-nos). **Doseador:** Embalagem unitária.

5. PRECAUÇÕES

Não requer precauções especiais.

6. ARMAZENAGEM

HSEL123 / HSEL127BOX /
HSEL128 -
SOFT ALCOOL GEL E
DOSEADOR

EDIÇÃO: 2
DATA: 08/102/2014
Página 2 de 2

Guardar na embalagem original, bem fechada. Validade do produto: um ano após produção.

Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor. As recomendações expressas têm base experimental e científica laboratorial e servem de orientação para uma utilização correcta do produto. A utilização e aplicação do produto é da responsabilidade única e exclusiva do utilizador. Em caso de dúvidas na sua aplicação consulte a CPC!