

Teste rápido para monitorização da eficiência da limpeza em superfícies.
– SAOU036

EDIÇÃO: 1
DATA: 02/12/2014
Página 1 de 2

1. PRODUTO

Designação do Produto

Teste rápido para monitorização da eficiência da limpeza em superfícies. (50 un)

Ref.^a

SAOU036

Identificação EAN

Descrição do Produto



Testes rápidos para monitorização da eficiência da limpeza em superfícies.

Baseado na deteção de resíduos de proteínas.

2. CARACTERÍSTICAS





Durante os processos de produção, resíduos de proteínas das matérias-primas ou bens alimentares podem permanecer nas superfícies. Estes devem ser removidos durante o processo de limpeza normal. No entanto as ações de limpeza nem sempre são bem-sucedidas, o que pode originar contaminação que conseqüentemente pode causar problemas de saúde futuros.

De acordo com a intensidade da mudança de cor (amarela – verde claro – verde médio – verde escuro) pode verificar-se ou não, a existência de contaminação.

O teste determina se o nível de contaminação na área testada ainda é aceitável, caso contrário deve dar-se início a ações corretivas.

Teste rápido para monitorização da
eficiência da limpeza em superfícies.
– SAOU036

EDIÇÃO: 1
DATA: 02/12/2014
Página 2 de 2

Cores	Nível de Contaminação
	Limpo
	Limite
	Contaminação Reduzida
	Contaminação Elevada

3. EMBALAGEM

Embalagem unitária com 50 unidades.

Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor.